


Polymab® Phospho-Acc1/Acc2-S79 De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13085 / 000763

Numéro d'article: CM0000751



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin phospho-spécifique détectant l'acétyl-CoA carboxylase 1/2 phosphorylée au niveau du Ser79. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PolymAb® Phospho-ACC1/ACC2-S79 de lapin
Remarques / Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; Phospho-Acétyl CoA Carboxylase-S79
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	31/32
ID du gène	31/32
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du S79 de l'Acétyl CoA Carboxylase humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13085/000763
Poids de la protéine	265kDa
Expédition	Sac isotherme