


Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Acly-S455 Pour Wb Ihc-P Elisa - P53396

Numéro d'article: CM0001626



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phosphospécifique ciblant la sérine 455 de l'ACLY humaine, validé pour le Western blot (WB), l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin phospho-ACLY-S455
Remarques/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	47
GeneID	47
Antigène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de S455 de l'ACLY humaine (NP_001087.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53396
Poids moléculaire de la protéine	121 kDa
Expédition	Sac de glace