


Phospho-Acly-S455 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P53396

Numéro d'article: CM0000515



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ACLY humain phosphorylé sur Ser455. Validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ACLY-S455 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	47
ID du gène	47
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S455 de l'ACLY humain (NP_001087.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P53396
Poids protéique	121 kDa
Expédition	Sac de glace