

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Akt (S473) Pour Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numéro d'article: CM0001587



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-Akt (S473) validé pour WB et ELISA. Détecte spécifiquement les niveaux endogènes d'Akt uniquement lorsqu'il est phosphorylé sur Ser473 d'origine humaine, murine et rat. Idéal pour étudier la signalisation PI3K/AKT dans le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Phospho-Akt-S473
Remarques/Alias	AKT1/AKT2/AKT3 ; Phospho-Akt-S473
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S473 de l'AKT1 humain (NP_005154.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Poids protéique	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Expédition	Sac de glace