

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Akt-S473 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numéro d'article: CM0000663



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho-site reconnaissant Akt1, Akt2 et Akt3 phosphorylés sur Ser473. Validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-Akt-S473 Lapin pAb
Remarques/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	207/208/10000
ID de Gène	207/208/10000
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Poids Protéique	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Expédition	Sac de glace