

Phospho-Akt-Y315 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numéro d'article: CM0001715



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-Akt-Y315 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'Akt humain, murin et de rat phosphorylé au niveau Y315. Convient pour l'étude de la voie PI3K/Akt dans le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Akt-Y315 Lapin pAb
Remarques/Alias	AKT1/AKT2/AKT3 ; Phospho-Akt-Y315
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	207/208/10000
Identifiant du gène	207/208/10000
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y315 de l'AKT1 humain (NP_001014431.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Poids protéique	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Expédition	Sac de glace