

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Akt1-S124 Pour Wb Et Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0001936



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant l'AKT1 humain phosphorylé sur la sérine 124. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour l'étude de la signalisation AKT dans le cancer, le métabolisme et les voies de survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin anti-Phospho-AKT1-S124
Remarques/Alias	AKT ; PKB ; RAC ; PRKBA ; PKB-ALPHA ; RAC-ALPHA ; Phospho-AKT1-S124
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	207
Identifiant du gène	207
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S124 de l'Akt1 humain (P31749).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31749
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace