

Anticorps Monoclonal De Lapin Phospho-Akt1-S129 Pour Wb Et Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0001918



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre AKT1 phosphorylé sur Ser129, validé pour le western blot et l'ELISA avec des échantillons humains. Idéal pour étudier la signalisation AKT dans la recherche sur le cancer, le métabolisme et la survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Phospho-AKT1-S129
Remarques/Alias	AKT ; PKB ; RAC ; PRKBA ; PKB-ALPHA ; RAC-ALPHA ; Phospho-AKT1-S129
Espèce	Humain
Identifiant du gène	207
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique phosphorylé autour de S129 de l'Akt1 humain (P31749)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31749
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace