

Phospho-Akt1-S129 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0000989



Introduction

Phospho-AKT1-S129 Lapin pAb est un anticorps polyclonal élevé chez le lapin, validé pour WB et ELISA. Il reconnaît spécifiquement la sérine 129 phosphorylée de l'AKT1 humain, adapté pour l'étude des voies de signalisation AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-AKT1-S129 Lapin pAb
Remarques/Alias	AKT ; PKB ; RAC ; PRKBA ; PKB-ALPHA ; RAC-ALPHA ; Phospho-AKT1-S129
Espèce	Humain
GeneID (humain)	207
GeneID	207
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S129 de l'Akt1 humain (NP_005154.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31749
Poids moléculaire protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace