

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Akt1-S473 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0001804



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre l'AKT1 humain phosphorylé au niveau du résidu S473. Convient pour WB, IHC-P et ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation AKT dans le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-AKT1-S473 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	207
Identifiant génique	207
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S473 de l'Akt1 humain (NP_005154.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace