

## Phospho-Akt1-T308 Lapin Pab - P31749

Numéro d'article: CM0001290



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-AKT1-T308 validé pour WB et ELISA. Détecte l'AKT1 humaine phosphorylée (Thr308) avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'insuline, la biologie du cancer et les voies de survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-AKT1-T308 Lapin pAb                                      |
| Remarques/Alias      | AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T308    |
| Espèce               | Humain                                                           |
| GeneID (Humain)      | 207                                                              |
| GeneID               | 207                                                              |
| Immunogène           | Peptide synthétique phosphorylé autour du T308 de l'Akt1 humaine |
| Source               | Lapin                                                            |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                              |
| SWISS                | P31749                                                           |
| Poids de la protéine | 56kDa                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                     |