

Phospho-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 Lapin Pab - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numéro d'article: CM0000821



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre AKT1-T308, AKT2-T309 et AKT3-T305. Validé pour WB et ELISA avec réactivité humaine, murine et de rat. Pour la recherche sur la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 Lapin pAb
Remarques/Alias	AKT1/AKT2/AKT3 ; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de T308 de l'AKT1 humain (NP_005154.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Poids protéique	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Expédition	Sac de glace