

## Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 Pour Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numéro d'article: CM0001750



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte les isoformes phosphorylées d'AKT humaines et murines, adapté à la recherche en signalisation cellulaire et en oncologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps polyclonal de lapin Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305           |
| Remarques/Alias                  | AKT1/AKT2/AKT3 ; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305                        |
| Espèce                           | Humain                                                                        |
| GenelD (Humain)                  | 207/208/10000                                                                 |
| GenelD                           | 207/208/10000                                                                 |
| Immunogène                       | Peptide synthétique phosphorylé autour de T308 de l'AKT1 humain (NP_005154.2) |
| Source                           | Lapin                                                                         |
| Catégorie                        | Anticorps phosphorylés                                                        |
| Application                      | WB, ELISA                                                                     |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris                                                                |
| SWISS                            | P31749/P31751/Q9Y243                                                          |
| Poids moléculaire de la protéine | 48kDa/55kDa/51kDa/54kDa                                                       |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                  |