

Acp Monoclonale De Lapin Phospho-Akt1-T450 + Akt2-T451 + Akt3-T447 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numéro d'article: CM0000773



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique détectant l'AKT1 phosphorylé au niveau de Thr-450, et AKT2/AKT3 au niveau des sites équivalents. Convient pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit de façon croisée avec les isoformes AKT humaines, de souris et de rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation PI3K/AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcP monoclonale de lapin Phospho-AKT1-T450 + AKT2-T451 + AKT3-T447
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	207/208/10000
ID du gène	207/208/10000
Immunogène	Peptide synthétique (peptide phosphorylé synthétique autour de T450 de l'Akt humain)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Poids de la protéine	48KDa/51KDa/55KDa
Expédition	Sachet de glace