


Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Akt1S1/Pras40-T246 Pour Wb, Elisa - Q96B36

Numéro d'article: CM0000766



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique au phospho ciblant l'AKT1S1/PRAS40 humain phosphorylé sur Thr246. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation mTORC1, du métabolisme cancéreux et des voies sensibles à l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246
Remarques/Alias	Lobe; PRAS40
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84335
GeneID	84335
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du T246 de l'AKT1S1/PRAS40 humain (NP_001265088.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96B36
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace