


Anticorps Polyclonal De Lapin Spécifique De Phospho-Akt2 (S474) - P31751

Numéro d'article: CM0001731



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique détectant AKT2 phosphorylée au niveau du Ser474, validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation par l'insuline, du métabolisme glucidique et des voies de survie des cellules cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin spécifique de Phospho-AKT2 (S474)
Remarques / Alias	PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; Phospho-AKT2 specific-S474
Espèce	Humain
GeneID (humain)	208
GeneID	208
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31751
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace