

Phospho-ALK-Y1096 Pac Lapin Pour Wb, Elisa - Q9Um73

Numéro d'article: CM0001181



Introduction

Phospho-ALK-Y1096 pAc Lapin : Détecte l'ALK phosphorylé sur la tyrosine 1096 dans des échantillons humains. Validé pour WB et ELISA. Clé pour l'étude de la signalisation ALK dans la neurogenèse, l'équilibre énergétique et les voies oncogéniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ALK-Y1096 pAc Lapin
Remarques/Alias	ALK1; CD246; NBLST3; Phospho-ALK-Y1096
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	238
Immunogène	Peptide synthétique; Un peptide phosphorylé synthétique autour du Y1096 de l'ALK humain (NP_004295.2)
Source	Lapin
Anticorps phosphorylés	
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UM73
Poids de la protéine	176kDa
Expédition	Sac de glace