

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Alt-Rpl36-S140 - Alt-Rpl36

Numéro d'article: CM0001784

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-alt-RPL36 (S140) validé pour Western blot, dot blot et ELISA sur échantillons humains. Idéal pour la détection d'événements de phosphorylation sur l'alt-RPL36 afin de soutenir la recherche sur la transduction de signaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-alt-RPL36-S140 pAb de lapin
Espèce	Humain
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique (Un peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S140 de l'alt-RPL36)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, DB, ELISA
Réaction croisée	Humain
Expédition	Sac de glace