

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Alt-Rpl36-S142 - Anti-Alt-Rpl36 S142

Numéro d'article: CM0000566

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant l'alt-RPL36 humain sur la sérine 142. Validé pour les applications Western blot, dot blot et ELISA, adapté à l'étude des processus de régulation dépendants de la phosphorylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-alt-RPL36-S142
Espèce	Humain
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S142 de l'alt-RPL36
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
Expédition	Sac de glace