

Phospho-Alt-Rpl36-S19 Lapin Pab - Alt-Rpl36

Numéro d'article: CM0000634

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Phospho-alt-RPL36-S19 pour WB, DB, ELISA. Détecte l'alt-RPL36 phosphorylé sur Ser19 dans des échantillons humains. Convient aux études de phosphorylation et à la recherche sur la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-alt-RPL36-S19 Lapin pAb
Espèce	Humain
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de S19 de l'alt-RPL36
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
Expédition	Sac de glace