

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Alt-Rpl36-S22 - Alt-Rpl36

Numéro d'article: CM0001167

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) Phospho-alt-RPL36-S22 pour WB, DB, ELISA. Détecte l'alt-RPL36 phosphorylé sur Ser22 dans des échantillons humains. Idéal pour étudier la dynamique de phosphorylation des protéines ribosomiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps pAb de lapin Phospho-alt-RPL36-S22
Espèce	Humain
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de S22 de l'alt-RPL36
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
Expédition	Sac de glace