

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ampk α 1-S485 Pour Wb, Elisa - Q13131

Numéro d'article: CM0001311



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-AMPK α 1-S485 validé pour WB et ELISA. Détecte l'AMPK α 1 humain, murin et de rat phosphorylé sur S485, ~64kDa. Idéal pour les études de signalisation AMPK et de métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-AMPK α 1-S485 (pAb)
Remarques/Alias	AMPK ; AMPK α 1 ; AMPK alpha 1 ; Phospho-AMPK α 1-S485
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5562
Identifiant du gène	5562
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de S485 de la protéine PRKAA1 humaine (NP_006242.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phospho-Spécifiques
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13131
Poids Moléculaire Protéique	64 kDa
Expédition	Sac de glace