

Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Ampk α 1-S496 Pour Wb, Elisa - Q13131

Numéro d'article: CM0001645



Introduction

Anticorps monoclonal lapin spécifique du phospho-site reconnaissant l'AMPK α 1 phosphorylé sur Ser496. Convient pour les applications Western blot et ELISA. Validé sur des échantillons humains et murins. Expédié sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Phospho-AMPK α 1-S496
Remarques/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alpha 1; Phospho-AMPK α 1-S496
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5562
ID de Gène	5562
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S496 de l'AMPK α 1 humain (Q13131).
Source	Lapin
Anticorps Phosphorylés	
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q13131
Poids Protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace