

Phospho-Ampk α 1-T183+AMPk α 2-T172 Mab De Lapin - Q13131 / P54646

Numéro d'article: CM0001562



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172 pour WB et ELISA. Détecte l'AMPK α activé dans des échantillons humains, de souris et de rat. Soutient la recherche sur le métabolisme énergétique, l'autophagie et les voies de signalisation du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172 mAb de lapin
Remarques / Alias	AMPK α 1/AMPK α 2; Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5562/5563
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de T183/T172 de PRKAA1/PRKAA2 humain (NP_006242.5/NP_006243.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13131/P54646
Poids de la protéine	64kDa/65kDa/62kDa
Expédition	Sac de glace