

Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Ampka1-T183/Ampka2-T172 Pour Wb, Elisa - Q13131 / P54646

Numéro d'article: CM0000538



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à la phosphorylation détectant la phosphorylation de AMPK α 1-T183 et AMPK α 2-T172. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur le métabolisme énergétique et la signalisation AMPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin (pAb) Phospho-AMPK α 1-T183/AMPK α 2-T172
Remarques/Alias	AMPK α 1/AMPK α 2 ; Phospho-AMPK α 1-T183/AMPK α 2-T172
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique phosphorylé autour de T183 de la protéine humaine PRKAA1 (NP_006242.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13131/P54646
Poids Moléculaire Protéique	64kDa/65kDa/62kDa
Expédition	Sac de glace