

Pab De Lapin Phospho-AP2M1-T156 Pour Wb Et Elisa - Q96Cw1

Numéro d'article: CM0000520



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique contre l'AP2M1 phosphorylé au niveau du Thr-156. Adapté au Western blot et à l'ELISA, avec réactivité chez l'homme et la souris. Idéal pour l'étude de l'endocytose médiée par la clathrine et de la régulation du complexe AP-2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Phospho-AP2M1-T156
Remarques / Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; Phospho-AP2M1-T156
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1173
ID du gène	1173
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du T156 de l'AP2M1 humaine (NP_001020376.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96CW1
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac isotherme