

Phospho-App-T668 Rabbit Pab Pour Wb Et Elisa - P05067

Numéro d'article: CM0001965



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la APP phosphorylée (Thr668) pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la phospho-APP endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-APP-T668 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; Phospho-APP-T668
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	351
ID de gène	351
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T668 de la APP humaine (NP_958817.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P05067
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace