


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Arhgef2-S886 Pour Wb, Elisa - Q92974

Numéro d'article: CM0001846



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARHGEF2 phosphorylé au niveau de la sérine 886, validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude de la signalisation des Rho GTPases, de la migration cellulaire et de la réponse immunitaire innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ARHGEF2-S886 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; Phospho-ARHGEF2-S886
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9181
GeneID	9181
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région S886 de l'ARHGEF2 humain (NP_001155855.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92974
Poids de la protéine	112 kDa
Expédition	Sac de glace