

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Ask1-T845 Pour Wb, Db, Elisa - O35099

Numéro d'article: CM0001929

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique détectant l'ASK1 phosphorylée sur Thr845. Validé pour WB, DB, ELISA chez la souris ; détecte la kinase activée par le stress de 155 kDa impliquée dans l'apoptose et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-ASK1-T845
Remarques/Alias	ASK ; ASK1 ; Mek5 ; MAPKKK5 ; 7420452D20Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	4217
Identifiant du gène	26408
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T845 de l'ASK1 de souris (NP_032606.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O35099
Poids moléculaire de la protéine	155 kDa
Expédition	Sac de glace