

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Atf-2 (Thr69/71)/Atf-7 (Thr51/53) Pour Wb, Elisa - P15336/P17544

Numéro d'article: CM0001230



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53) phosphorylée. Validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, adapté pour l'étude de la réponse aux dommages à l'ADN et de la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin anti-Phospho-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53)
Remarques/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATFA; Phospho-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1386/11016
GeneID	1386/11016
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour de Thr69/71 et Thr51/53 de la Phospho-ATF-2/ATF-7 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P15336/P17544
Poids Protéique	54kDa/51kDa
Expédition	Sac de glace