

Ac Mab Phospho-Atf2-T71 De Lapin Pour Wb Et Elisa - P15336

Numéro d'article: CM0000690



Introduction

Cet anticorps Phospho-ATF2-T71 de lapin détecte l'ATF2 phosphorylé au niveau du Thr71, validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée chez la souris. Idéal pour les études sur la régulation de la transcription et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Phospho-ATF2-T71 de lapin
Remarques / Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T71
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1386
GeneID	1386
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15336
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sachet isotherme réfrigérant