

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Atm-S1981 Pour Wb, If-P, Elisa - Q13315

Numéro d'article: CM0001078



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-S1981 ATM, validé pour les applications WB, IF-P, ELISA. Détecte l'ATM humain phosphorylé sur la sérine 1981. Pour la recherche sur la réponse aux dommages à l'ADN et la signalisation des points de contrôle.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | AcM de lapin anti-Phospho-ATM-S1981                                         |
| Remarques/Alias                  | AT1 ; ATA ; ATC ; ATD ; ATE ; ATDC ; TEL1 ; TEL01 ; Phospho-ATM-S1981       |
| Espèce                           | Humain                                                                      |
| GeneID (Humain)                  | 472                                                                         |
| GeneID                           | 472                                                                         |
| Immunogène                       | Un peptide synthétique phosphorylé autour de S1981 de l'ATM humain (Q13315) |
| Source                           | Lapin                                                                       |
| Catégorie                        | Anticorps phosphorylés                                                      |
| Application                      | WB, IF-P, ELISA                                                             |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                      |
| SWISS                            | Q13315                                                                      |
| Poids moléculaire de la protéine | 351 kDa                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                |