


Ac Mab De Lapin Phospho-Atr-S428 - Q13535

Numéro d'article: CM0001558



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique du phospho-ATR ciblant l'ATR humain en position S428, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Essentiel pour la recherche sur le point de contrôle des dommages à l'ADN et l'intégrité de l'enveloppe nucléaire, avec un poids protéique de 301kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin Phospho-ATR-S428
Remarques/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	545
GeneID	545
Immunogène	Peptide synthétique, un peptide phosphorylé synthétique autour de la position S428 de l'ATR humain (NP_001175.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13535
Poids de la protéine	301kDa
Expédition	Sac de glace