


Anticorps Monoclonal Lapin Phospho-Atr-S428 Pour Wb Et Elisa - Q13535

Numéro d'article: CM0001807



Introduction

mAb lapin Phospho-ATR-S428 validé pour WB, ELISA. Détecte l'ATR humain phosphorylé sur la sérine 428, une kinase de point de contrôle des dommages à l'ADN essentielle. Idéal pour la recherche sur le stress génotoxique et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin Phospho-ATR-S428
Remarques / Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Espèce	Humain
Identifiant du gène	545
Immunogène	Peptide synthétique / Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S428 de l'ATR humain (NP_001175.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13535
Poids de la protéine	301 kDa
Expédition	Sac de glace