


Pab De Lapin Phospho-Atr-S428 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13535

Numéro d'article: CM0001761



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'ATR phosphorylé au niveau du Ser428. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Un outil essentiel pour la recherche sur les points de contrôle des dommages à l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Phospho-ATR-S428 de lapin
Remarques/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	545
GeneID	545
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour du S428 de l'ATR humain (NP_001175.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q13535
Poids de la protéine	301 kDa
Expédition	Sac de glace