


Pab Lapin Phospho-Atr-T1989 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13535

Numéro d'article: CM0000712



Introduction

Le pAb lapin Phospho-ATR-T1989 détecte l'ATR phosphorylé au niveau du T1989. Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur la réponse aux dommages à l'ADN, la signalisation des points de contrôle et la stabilité du génome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Phospho-ATR-T1989
Remarques / Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-T1989
Espèce	Humain
GeneID (humain)	545
GeneID	545
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13535
Poids de la protéine	301 kDa
Expédition	Sac de glace