


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Aurka (Thr288) Pour Wb Et Elisa - O14965

Numéro d'article: CM0000889



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'Aurora kinase A phosphorylée sur Thr288. Validé pour le WB et l'ELISA sur échantillons humains. Convient pour la recherche sur la mitose, la fonction du centrosome et la signalisation du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-AURKA-T288
Remarques/Alias	AIK ; ARK1 ; AURA ; BTAK ; STK6 ; STK7 ; STK15 ; PPP1R47 ; Phospho-AURKA-T288
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6790
GeneID	6790
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de T288 de l'AURKA humaine (NP_003591.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14965
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace