


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Axl (Y702) Pour Wb, Elisa - P30530

Numéro d'article: CM0001486



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant Axl au niveau de la tyrosine 702 (P30530). Validé en WB et ELISA, adapté à l'étude de la signalisation GAS6/AXL, de la survie cellulaire et de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-Axl-Y702
Remarques/Alias	ARK ; UFO ; JTK11 ; Tyro7 ; Phospho-Axl-Y702
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	558
ID de gène	558
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de la Y702 de l'AXL humain (NP_068713.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30530
Poids de la protéine	98 kDa
Expédition	Sac de glace