

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-B-Raf (S445) Pour Wb, Elisa - P15056

Numéro d'article: CM0001775



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-B-Raf (S445) détecte la B-Raf endogène uniquement lorsqu'elle est phosphorylée sur S445. Validé pour WB et ELISA avec réactivité humaine et rat. Convient pour les études de la voie des MAP kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho-B-Raf-S445
Remarques/Alias	NS7 ; B-raf ; BRAF1 ; RAFB1 ; B-RAF1 ; BRAF-1 ; Phospho-B-Raf-S445
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	673
GeneID	673
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide phosphorylé synthétique autour de S445 de la BRAF humaine (NP_004324.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P15056
Poids protéique	84 kDa
Expédition	Sac de glace