

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Bad-S112 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92934

Numéro d'article: CM0001827



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-Bad-S112 est un anticorps monoclonal de lapin ciblant la Bad humaine phosphorylée sur S112, validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte la Bad humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Phospho-Bad-S112
Remarques/Alias	BBC2 ; BCL2L8 ; Phospho-Bad-S112
Espèce	Humain
Identifiant du gène	572
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphospécifique correspondant aux résidus entourant la S112 de la Bad humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92934
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace