

Phospho-Bcar1-Y165 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P56945

Numéro d'article: CM0000982



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation BCAR1 (pY165) validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la p130cas humaine, murine et de rat. Idéal pour étudier la signalisation médiée par les intégrines, l'adhésion cellulaire et la migration.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-BCAR1-Y165 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas, Phospho-BCAR1-Y165
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9564
ID du gène	9564
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y165 de BCAR1 humain (NP_055382.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56945
Poids moléculaire de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace