

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Bcar1 (Y410) Pour Wb, Elisa - P56945

Numéro d'article: CM0001452



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la BCAR1 phosphorylée sur la tyrosine 410 (P56945). Validé pour WB et ELISA, réagit avec des échantillons humains et murins. Idéal pour les études de signalisation de l'adhésion et de la migration cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-BCAR1-Y410 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Phospho-BCAR1-Y410
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9564
GeneID	9564
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y410 de la BCAR1 humaine (NP_055382.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P56945
Poids moléculaire	93kDa
Expédition	Sac de glace