

Phospho-Bcl-2-S87 Lapin Pab Pour Wb - P10415

Numéro d'article: CM0001094



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique détectant Bcl-2 phosphorylé sur Ser87. Idéal pour WB et ELISA dans des échantillons humains et de rat ; soutient la recherche sur l'apoptose, l'autophagie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	Phospho-Bcl-2-S87 Lapin pAb
Remarques/Alias	Bcl-2 ; PPP1R50 ; Phospho-Bcl-2-S87
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	596
GeneID	596
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S87 de la Bcl-2 humaine (NP_000624.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P10415
Poids protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace