

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Becline 1 (Ser90) Pour Wb Et Elisa - Q14457

Numéro d'article: CM0001314



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant la Bécline-1 sur Ser90. Validé pour le Western blot et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'autophagie, l'apoptose et l'endocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho-Bécline 1-Ser90
Remarques/Alias	ATG6 ; VPS30 ; becline1 ; Phospho-Bécline 1-Ser90
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8678
GeneID	8678
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de S90 de la Bécline 1 humaine (NP_003757.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14457
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace