

Phospho-Bcline 1-Ser93 Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - Q14457

Numéro d'article: CM0001425



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-Bcline 1-Ser93 validé pour WB et ELISA. Détecte la Becline-1 humaine phosphorylée sur Ser93, un régulateur clé de l'autophagie et de l'apoptose. Idéal pour la recherche sur l'autophagie, l'apoptose et la défense de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Bcline 1-Ser93 pAb de lapin
Remarques / Alias	ATG6 ; VPS30 ; becline1 ; Phospho-Bcline 1-Ser93
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	8678
ID du gène	8678
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour de S93 de la Becline 1 humaine (NP_003757.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q14457
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace