

Pab Lapin Phospho-Brca1-S1423 - P38398

Numéro d'article: CM0000740



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho-BRCA1 (S1423) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin Phospho-BRCA1-S1423
Remarques / Alias	IRIS; PSCP; BRCAI; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Phospho-BRCA1-S1423
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	672
GeneID	672
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique autour du S1423 du BRCA1 humain (NP_009225.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38398
Poids de la protéine	208 kDa
Expédition	Sac de glace