


## Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Brd4 (S492/S494) Pour Wb, Db, Elisa - O60885

Numéro d'article: CM0000726



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique ciblant BRD4 au niveau des résidus S492/S494. Validé pour Western blot, dot blot et ELISA avec réactivité humaine ; pour des études sur la mémoire épigénétique et la régulation de la transcription. ~152 kDa. UniProt O60885.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-BRD4-S492/S494 Rabbit pAb                       |
| Remarques / Alias    | CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S492/S494 |
| Espèce               | Humain                                                  |
| GenelD (humain)      | 23476                                                   |
| Immunogène           | Peptide synthétique                                     |
| Source               | Lapin                                                   |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                  |
| Applications         | WB, DB, ELISA                                           |
| Réactivité croisée   | Humain                                                  |
| SWISS                | O60885                                                  |
| Poids de la protéine | 152kDa                                                  |
| Expédition           | Sac de glace                                            |