


Anticorps Polyclonal De Lapin Phospho-Brd4-S498/S499 Pour Wb, Elisa - O60885

Numéro d'article: CM0000845



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte le BRD4 endogène uniquement lorsqu'il est phosphorylé au niveau des résidus S498/S499. Adapté pour WB et ELISA avec réactivité chez l'homme. Idéal pour les études sur la mémoire épigénétique et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-BRD4-S498/S499 pAb lapin
Remarques/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S498/S499
Espèce	Humain
GeneID	23476
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60885
Poids de la protéine	152 kDa
Expédition	Sac de glace