


Mab Rabbit Phospho-Brd4-T204 Pour Wb, Elisa - O60885

Numéro d'article: CM0001163



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Phospho-BRD4-T204 validé pour WB et ELISA. Détecte le BRD4 humain et de rat phosphorylé sur la thréonine 204. Adapté pour l'étude de la mémoire épigénétique, la régulation de la transcription et la signalisation NF-kappa-B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit Phospho-BRD4-T204
Remarques / Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23476
GeneID	23476
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de T204 du BRD4 humain (NP_490597.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O60885
Poids de la protéine	152 kDa
Expédition	Sac de glace