


## Phospho-Brd4-T204 Pab De Lapin - O60885

Numéro d'article: CM0000823



### Introduction

Phospho-BRD4-T204 pAb de lapin détecte la BRD4 phosphorylée sur la thréonine 204. Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté pour les études sur la régulation épigénétique et transcriptionnelle. ~152 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Phospho-BRD4-T204 pAb de lapin                                                                         |
| Remarques / Alias    | CAP ; MCAP ; HUNK1 ; HUNKI ; FSHRG4 ; Phospho-BRD4-T204                                                |
| Espèce               | Humain                                                                                                 |
| GeneID (Humain)      | 23476                                                                                                  |
| GeneID               | 23476                                                                                                  |
| Immunogène           | Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de T204 de la BRD4 humaine (NP_490597.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                  |
| Catégorie            | Anticorps phosphorylés                                                                                 |
| Application          | WB, ELISA                                                                                              |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                    |
| SWISS                | O60885                                                                                                 |
| Poids de la protéine | 152 kDa                                                                                                |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                           |